

V-6 KÜLOTLU VARIS ÇORABI



Varis çorapları lycradan trikotaj imalatı olup dikişsizdir. Şeffaftır. Çoraplara doku ma esnasında ayak, bilek, baldır, diz ve diz üstünde bacağın anatomik şekli verilmiştir. Esnekliği bozulmayacak şekildedir. Burun kısmı kapalıdır. İtalyan tarzı dokunan çorapta %77 polyamid %23 Elastan bulunmakta ve 140 den 18-22 mm Hg basınç sağlamaktadır. Ayak bileğinde yüksek olan basınç azalarak üst bölgelerde düşecek şekilde bilgisayar kontrollü makinelerde üretilmiştir. İnceliğiyle rahat, hareketleri kısıtlamadan kullanılan çorap, güçlendirilmiş topuk ve uç özelliklerine sahiptir. Ten rengidir. Külütlü, çoraplar dünya standartlarına göre 5 boy olarak üretilmektedir.

V-7 DİZÜSTÜ VARIS ÇORABI



Varis çorapları lycradan trikotaj imalatı olup dikişsizdir. Şeffaftır. Çoraplara doku ma esnasında ayak, bilek, baldır, diz ve diz üstünde bacağın anatomik şekli verilmiştir. Esnekliği bozulmayacak şekildedir. Burun kısmı kapalıdır. İtalyan tarzı dokunan çorapta %77 polyamid %23 Elastan bulunmakta ve 140 den 18-22 mmHg basınç sağlamaktadır. Ayak bileğinde yüksek olan basınç azalarak üst bölgelerde düşecek şekilde bilgisayar kontrollü makinelerde üretilmiştir. İnceliğiyle rahat, hareketleri kısıtlamadan kullanılan çorap, güçlendirilmiş topuk ve uç özelliklerine sahiptir. Ten rengidir. Diz üstü çoraplar dünya standartlarına göre 5 boy olarak üretilmektedir.

V-7A DİZÜSTÜ VARIS ÇORABI SİLİKONLU



Varis çorapları lycradan trikotaj imalatı olup dikişsizdir. Şeffaftır. Çoraplara doku ma esnasında ayak, bilek, baldır, diz ve diz üstünde bacağın anatomik şekli verilmiştir. Esnekliği bozulmayacak şekildedir. Burun kısmı kapalıdır. İtalyan tarzı dokunan çorapta %77 polyamid %23 Elastan bulunmakta ve 140 den 18-22 mmHg basınç sağlamaktadır. Ayak bileğinde yüksek olan basınç azalarak üst bölgelerde düşecek şekilde bilgisayar kontrollü makinelerde üretilmiştir. İnceliğiyle rahat, hareketleri kısıtlamadan kullanılan çorap, güçlendirilmiş topuk ve uç özelliklerine sahiptir. Ten rengidir. Ağız kısmındaki silikon sayesinde çorabın aşağıya kayması engellenir. Çoraplar dünya standartlarına göre 5 boy olarak üretilmektedir.



V-8 Dizaltı Varis Çorabı

Varis çorapları lycradan trikotaj imalatı olup dikişsizdir. Şeffaftır. Çoraplara dokuma esnasında ayak, bilek ve baldırın anatomik şekli verilmiştir. Esnekliği bozulmamacak şekildedir. Burun kısmı kapalıdır. İtalyan tarzı dokunan çorapta %77 polyamid %23 Elastan bulunmakta ve 140 den 18-22mm Hg basınç sağlamaktadır. Ayak bileğinde yüksek olan basınç azalarak üst bölgelerde düşecek şekilde bilgisayar kontrollü makinelerde üretilmiştir. İnceliğiyle rahat, hareketleri kısıtlamadan kullanılan çorap, güçlendirilmiş topuk ve uç özelliklerine sahiptir. Ten rengidir. Dünya standartlarına göre 5 boy olarak üretilmektedir.

V-9 Light Külotlu Varis Çorabı

Külotlu light modeli daha şeffaf ve daha ince olup 40 den 8/11 mm Hg basınç sağlamaktadır. %84 polyamid %16 elastan içermektedir. 5 değişik boyu mevcuttur.



V-10 Unisex Dizaltı Varis Çorabı

Erkek diz altı modeli 14/18 mmHg basınç uygulamakta olup %84 polyamid %16 elastan içermektedir. Siyah-gri-lacivert renk alternatifleri erkekler için sunulmaktadır. 5 değişik boyu mevcuttur.



V-11 Hamile Varis Çorabı - Light

Hamile modeli 140 den 18 / 22 mm Hg basınç sağlamaktadır. %77 polyamid %23 elastan içermektedir. Karın bölgesinde hamilelik dönemi ilerledikçe uyum sağlayacak esnek bölüm mevcuttur.

Kullanıldığı Yerler: Varis ameliyatlarından sonra koruyucu olarak, thrombosis, varisli venler ve kompresyon gerektiren durumlarda kullanılır. Doktorlar damarları variskostan korumak, diğer damar problemlerini önlemek, sıkıntıyı hafifletip rahatlatmak için ve ağrıyan bacaklar için giyilmesini önermektedirler.

Kullanılışı: Çorap parmak ucundan başlayarak giyilir. Bacaklara doğru hafifçe kaydırılarak fazla sert çekmeden ve zorlamadan giyilir.

Yıkama Talimatı: Azami 30 derecelik ılık su ile çitilemeden hafif bastırmalar ile yıkanır. Bol soğuk su ile durulanır, bükülmeden el ile bastırılarak suyu sıkılır. Çamaşır suyu beyazlatıcı kullanılmaz. Ütülenmez. Kuru temizleme yapılmaz.

Uyarı: Varis çoraplarının uzun ömürlü olması, daima giyerken ve çıkarırken gösterilen itinaya bağlıdır. Uzun el ve ayak tırnakları ve sivri maddeler varis çorapları için tehlikelidir



V-12 Antiemboli Çorabı Uzun

Pamuklu Elastan iplikten dizüstü olarak üretilmiş olup burun kısmı açıktır. Dizüstüne gelmektedir. 18 mm Hg basınç uygulayan çorap beyaz renktir. Özellikle kalp damar ameliyatları sonrasında kullanılmaktadır. Dünya standartlarına göre 5 boy olarak üretilmektedir.



V-12A Antiemboli Çorabı Belden Bağlamalı

Pamuklu Elastan iplikten külotlu olarak üretilmiş olup burun kısmı açıktır. 18 mmHg basınç uygulayan çorap beyaz renktir. Özellikle kalp damar ameliyatları sonrasında kullanılmaktadır. Dünya standartlarına göre 5 boy olarak üretilmektedir. Sağ sol ayırımı vardır.



V-13 280 Den Dizaltı Varis Çorabı

Varis çorapları lycradan trikotaj imalatı olup dikişsizdir. Şeffaftır. Çoraplara dokuma esnasında ayak, bilek ve baldırın anatomik şekli verilmiştir. Esnekliği bozulmayacak şekildedir. İtalyan tarzı dokunan çorapta %77 polyamid %23 Elastan bulunmakta ve 280 den 22-27 mm Hg basınç sağlamaktadır. Ayak bileğinde yüksek olan basınç azalarak üst bölgelerde düşecek şekilde bilgisayar kontrollü makinelerde üretilmiştir. İnceliğiyle rahat, hareketleri kısıtlamadan kullanılan çorap, güçlendirilmiş topuk ve uç özelliklerine sahiptir. Ten rengidir. Dünya standartlarına göre 5 boy olarak üretilmektedir. Burnu açık ve burnu kapalı modelleri vardır.

V-14 280 Den Dizüstü Varis Çorabı

Varis çorapları lycradan trikotaj imalatı olup dikişsizdir. Şeffaftır. Çoraplara dokuma esnasında ayak, bilek, baldır, diz ve diz üstünde bacağın anatomik şekli verilmiştir. Esnekliği bozulmayacak şekildedir. İtalyan tarzı dokunan çorapta %77 polyamid %23 Elastan bulunmakta ve 280 den 22-27 mm Hg basınç sağlamaktadır. Ayak bileğinde yüksek olan basınç azalarak üst bölgelerde düşecek şekilde bilgisayar kontrollü makinelerde üretilmiştir. İnceliğiyle rahat, hareketleri kısıtlamadan kullanılan çorap, güçlendirilmiş topuk ve uç özelliklerine sahiptir. Ten rengidir. Dünya standartlarına göre 5 boy olarak üretilmektedir. Burnu açık ve burnu kapalı modelleri vardır.



V-15 280 Den Külötlü Varis Çorabı

Varis çorapları lycradan trikotaj imalatı olup dikişsizdir. Şeffaftır. Çoraplara dokuma esnasında ayak, bilek, baldır, diz ve diz üstünde bacağın anatomik şekli verilmiştir. Esnekliği bozulmayacak şekildedir. Burnu kısmı kapalıdır. İtalyan tarzı dokunan çorapta %77 polyamid %23 Elastan bulunmakta ve 280 den 22-27 mm Hg basınç sağlamaktadır. Ayak bileğinde yüksek olan basınç azalarak üst bölgelerde düşecek şekilde bilgisayar kontrollü makinelerde üretilmiştir. İnceliğiyle rahat, hareketleri kısıtlamadan kullanılan çorap, güçlendirilmiş topuk ve uç özelliklerine sahiptir. Ten rengidir. Dünya standartlarına göre 5 boy olarak üretilmektedir.

V-16 280 Den Silikonlu Dizüstü Varis Çorabı



Varis çorapları lycradan trikotaj imalatı olup dikişsizdir. Şeffaftır. Çoraplara doku- ma esnasında ayak, bilek, baldır, diz ve diz üstünde bacağın anatomik şekli veril- miştir. Esnekliği bozulmayacak şekildedir. İtalyan tarzı dokunan çorapta %77 polya- mid %23 Elastan bulunmakta ve 280 den 22-27 mm Hg basınç sağlamaktadır. Ayak bileğinde yüksek olan basınç azalarak üst bölgelerde düşecek şekilde bilgisayar kon- trollü makinelerde üretilmiştir. İnceliğiyle rahat, hareketleri kısıtlamadan kullanılan çorap, güçlendirilmiş topuk ve uç özelliklerine sahiptir. Ten rengidir. Ağız kısmın- daki silikon sayesinde çorabın aşağıya kayması engellenir. Çoraplar dünya standart- larına göre 5 boy olarak üretilmektedir. Burnu açık ve burnu kapalı modelleri vardır.

V-17 Class 3 Külütlü Varis Çorabı



Varis çorapları lycradan trikotaj imalatı olup dikişsizdir. Şeffaftır. Çoraplara doku- ma esnasında ayak, bilek, baldır, diz ve diz üstünde bacağın anatomik şekli veril- miştir. Esnekliği bozulmayacak şekildedir. İtalyan tarzı dokunan çorapta %77 polya- mid %23 Elastan bulunmakta ve Class 3 26-32 mm Hg basınç sağlamaktadır. Ayak bileğinde yüksek olan basınç azalarak üst bölgelerde düşecek şekilde bilgisayar kon- trollü makinelerde üretilmiştir. İnceliğiyle rahat, hareketleri kısıtlamadan kullanılan çorap, güçlendirilmiş topuk ve uç özelliklerine sahiptir. Dünya stan- dartlarına göre 5 boy olarak üretilmektedir. Burnu açık ve burnu kapalı modelleri vardır.

V-18 Class 3 Dizüstü Varis Çorabı



Varis çorapları lycradan trikotaj imalatı olup dikişsizdir. Şeffaftır. Çoraplara doku- ma esnasında ayak, bilek, baldır, diz ve diz üstünde bacağın anatomik şekli veril- miştir. Esnekliği bozulmayacak şekildedir. Burun kısmı kapalıdır.İtalyan tarzı doku- nan çorapta %77 polyamid %23 Elastan bulunmakta ve Class 3 26-32 mmHg basınç sağlamaktadır. Ayak bileğinde yüksek olan basınç azalarak üst bölgelerde düşecek şekilde bilgisayar kontrollü makinelerde üretilmiştir. İnceliğiyle rahat, hareketleri kısıtlamadan kullanılan çorap, güçlendirilmiş topuk ve uç özelliklerine sahiptir. Ten rengidir. Dünya standartlarına göre 5 boy olarak üretilmektedir. Burnu açık ve bur- nu kapalı modelleri vardır.



V-19 Class 3 Dizaltı Varis Çorabı

Varis çorapları lycradan trikotaj imalatı olup dikişsizdir. Şeffaftır. Çoraplara dokuma esnasında ayak, bilek ve baldırın anatomik şekli verilmiştir. Esnekliği bozulmayacak şekildedir. İtalyan tarzı dokunan çorapta %77 polyamid %23 Elastan bulunmakta ve Class 3 26-32 mm Hg basınç sağlamaktadır. Ayak bileğinde yüksek olan basınç azalarak üst bölgelerde düşecek şekilde bilgisayar kontrollü makinelerde üretilmiştir. İnceliğiyle rahat, hareketleri kısıtlamadan kullanılan çorap, güçlendirilmiş topuk ve uç özelliklerine sahiptir. Ten rengidir. Külötlü, diz üstü ve diz altı modeli olan çoraplar dünya standartlarına göre 5 boy olarak üretilmektedir. Burnu açık ve burnu kapalı modelleri vardır.

V-20 280 Den Burnu Açık Külötlü Varis Çorabı

Varis çorapları lycradan trikotaj imalatı olup dikişsizdir. Şeffaftır. Çoraplara dokuma esnasında ayak, bilek, baldır, diz ve diz üstünde bacağın anatomik şekli verilmiştir. Esnekliği bozulmayacak şekildedir. İtalyan tarzı dokunan çorapta %77 polyamid %23 Elastan bulunmakta ve 280 den 22-27 mm Hg basınç sağlamaktadır. Ayak bileğinde yüksek olan basınç azalarak üst bölgelerde düşecek şekilde bilgisayar kontrollü makinelerde üretilmiştir. İnceliğiyle rahat, hareketleri kısıtlamadan kullanılan çorap, güçlendirilmiş topuk özelliklerine sahiptir. Burnu açık olarak üretilmiştir. Ten rengidir. Dünya standartlarına göre 5 boy olarak üretilmektedir.



V-21 Kol Varis Çorabı

Bilekten başlayıp omuza kadar uzanan çorap elastik ve yumuşak dokumasından dolayı gün boyu rahatlıkla kullanılabilir. Ödem tedavisinde kullanılan çorabın 5 farklı boyu bulunmaktadır.