





Y-42 Muayene Masa Örtüsü (70x190cm)

Sıvı geçirilmeyen, yıkanabilir, anti bakteriyel özel dokunmuş kumaştan 70x190 cm. ebadında kesilen koruyucunun çabuk yıpranmasını engellemek için tüm kenarları kumaşla kaplanmıştır. Dört köşeye de dikilen elastik bantlarla muayene masasında sabitlenmesi sağlanmıştır. Beyaz renk olarak üretilmektedir. Hasta Muayene masalarında koruyucu örtü olarak kullanılmaktadır.

Y-43 Yatak Koruyucusu (90x190cm)

Sıvı geçirilmeyen, yıkanabilir, anti bakteriyel özel dokunmuş kumaştan 90x190 cm. ebadında kesilen koruyucunun çabuk yıpranmasını engellemek için tüm kenarları kumaşla kaplanmıştır. Dört köşeye de dikilen elastik bantlarla yatağa sabitlenmesi sağlanmıştır. Hasta karyolasının üzerine serilerek kan, idrar vb. sıvıların yatağa geçmesine engel olur. Beyaz renk olarak üretilmektedir.



Y-44 Yastık Koruyucusu (45x65cm)

Sıvı geçirilmeyen, yıkanabilir, anti bakteriyel özel dokunmuş kumaştan 45x65 cm. ebadında dikilen kılıfın çabuk yıpranmasını engellemek için tüm kenarları kumaşla kaplanmıştır. Yastığın bir ucu kılıfın içine yerleştirildikten sonra diğer uç cebe yerleştirilerek yastığın tamamen kaplanması sağlanmaktadır. Yastığın kan, kusuk vb. sıvılarıyla kirlenmesini önlemek için kullanılır. Beyaz renk olarak üretilmektedir.



Y-45 Kuvöz Örtüsü (60x90cm)

Sıvı geçirilmeyen, yıkanabilir, anti bakteriyel özel dokunmuş kumaştan 60x90 cm. ebadında kesilen koruyucunun çabuk yıpranmasını engellemek için tüm kenarları kumaşla kaplanmıştır. Bebek kuvözlerinde sıvı koruyucu olarak kullanılmakta, beyaz renk olarak üretilmektedir.



Y-46 Sedye Örtüsü (60x120cm)

Sıvı geçirilmeyen, yıkanabilir, anti bakteriyel özel dokunmuş kumaştan 60x120 cm. ebadında kesilen koruyucunun çabuk yıpranmasını engellemek için tüm kenarları kumaşla kaplanmıştır. Dört köşeye de dikilen elastik bantlarla sedyeye sabitlenmesi sağlanmıştır. Sedyelerde koruyucu örtü olarak kullanılır. Beyaz renk olarak üretilmektedir.



Y-47 Alez Önlük

Sıvı geçirilmeyen, yıkanabilir, anti bakteriyel özel dokunmuş kumaştan kesilen önlüğün çabuk yıpranmasını engellemek için tüm kenarları kumaşla kaplanmıştır. Beyaz renk olarak üretilmektedir.



Y-48 Süngerli Yatak Koruyucusu (40x65cm)

Sıvı geçirilmeyen, yıkanabilir, anti bakteriyel özel dokunmuş kumaştan 40X65 cm. ebadında kesilen koruyucunun çabuk yıpranmasını engellemek için tüm kenarları kumaşla kaplanmıştır. İçerisine yerleştirilen süngerle daha yumuşak olması sağlanmıştır. Dört köşeye de dikilen elastik bantlarla yatağa sabitlenmesi sağlanmıştır. Hasta karyolasının üzerine serilerek kan, idrar vb. Sıvıların yatağa geçmesine engel olur. Beyaz renk olarak üretilmektedir.



Y-52 Alez Muşamba Külot

Sıvı geçirilmeyen, yıkanabilir, anti bakteriyel özel dokunmuş kumaştan külot şeklinde üretilmiş, bel ve bacak kenarlarına kıvrırma lastik dikilmiştir. Altına idrar kaçıran çocuklarda ve büyüklerde, felçli ve yatalak hastalarda idrarın dışarı çıkmasını engellemek için kullanılır.

Y-53 Alez Muşamba Külot Welcrolu

Sıvı geçirilmeyen, yıkanabilir, anti bakteriyel özel dokunmuş kumaştan hazır çocuk bezi şeklinde üretilen külotün kapanması sağ ve solda bulunan welcrolarla sağlanmaktadır. Altına idrar kaçıran çocuklarda ve yaşlılarda, felçli ve yatalak hastalarda, yoğun adet kanaması olan bayanlarda koruyucu olarak kullanılır.



Y-54 Yatak Koruyucusu Çift Kişilik (170x190cm)

Sıvı geçirilmeyen, yıkanabilir, anti bakteriyel özel dokunmuş kumaştan 170x190 cm. ebadında kesilen koruyucunun çabuk yıpranmasını engellemek için tüm kenarları kumaşla kaplanmıştır. Dört köşeye de dikilen elastik bantlarla yatağa sabitlenmesi sağlanmıştır. Hasta karyolasının üzerine serilerek kan, idrar vb. sıvıların yatağa geçmesine engel olur. Beyaz renk olarak üretilmektedir.