

KORSELER	CM.	XS (1)	S (2)	M (3)	L (4)	XL (5)	XXL (6)	XXXL (7)	(8)	(9)
A-1, A-1G, A-1L, A-1A, A1B, A-1C, A-2, B-12, M-1, M-2, M-3, M-4, M-5, N-4, N-5, B-1	BEL	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130		
B-2, B-3, B-4	BEL	50-60	60-75	75-90	90-110	110-130				
A-3, A-4, A-5, A-7, A-13, X-17	BEL	60-65	65-75	75-85	85-95	95-105	105-115	115-125		
A-4A, A-4B, A-4C, A-6, A-8, A-9, A-10, Y-29, N-64	BEL	70-75	75-80	80-85	85-90	90-100	100-110	110-125		
D-2A, Y-10, Y-52, Y-53	BEL	60-65	65-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-125		
A-1W, A-2W, N-9, N-9A, N-26, N-26A, N-27, N-30A, BİO-02, N-4A	BEL		60-75	75-100	100-130					
E-2, E-3, E-8, N-29, N-30, M-6	BEL	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110				
N-2, N-8, N-17	BEL		60-75	75-90	90-110	110-130				
MB-2A, M-2A	BEL									
MB-10	BEL	12-16-	16-21	21-28	28-36	36-44				
ES-01, ES-02, ES-03, ES-04, ES-05, ES-06, ES-07, ES-08,	Beden	38	40	42	44	46	48	50	52	54
K-1,	BEL	38-40	40-42	42-44	44-48	48-52				
K-3, K-3A	BEL	32-38	38-44	44-50	50-56	56-62				
E-7, E-7A	BEL	32-34	34-38	38-42	42-46	46-50	50-54	54-58		



DİZLİKLER	CM.	XS (1)	S (2)	M (3)	L (4)	XL (5)	XXL (6)	XXXL (7)
V-4A	DİZ		26-32	32-37	37-42	42-46		
R-1, R-2	DİZ		28-30	30-33	33-36	36-39	39-42	
R-3, R-4	DİZ		28-30	30-33	33-36	36-39		
N-31, N-31W, N-32, N-32W, N-33, N-34, N-35, N-35A, N-36, N-37, B-5, X-22, X-23, X-24, X-25, X-45	DİZ	28-30	30-33	33-36	36-39	39-42	42-45	45-48
N-57, N-63, N-63A	DİZ	24-27	27-30	30-34	34-39	39-45		



BOYUNLUKLAR	CM.	XXS (0)	XS (1)	S (2)	M (3)	L (4)	XL (5)
C-1, C-5	BOYUN		22-27	27-32	32-38	38-44	44-50
C-10, C-13, C-13A, C-14, C-15, C-16, C-17	BOYUN	23-26	26-29	29-32	32-36	36-41	41-46
C-3, C-3A, C-11, C-11B, C-11C	BOYUN		26-29	29-32	32-36	36-41	41-46
C-11E, C-10E, C-5A	BOYUN			26-32	32-38	38-46	
C-10R	BOYUN		22-26	26-32	32-40	40-48	
B-9	BOYUN		32-36	36-38	38-40	40-43	43-46



EL BİLEK BANDAHLARI	CM.	XS (1)	S (2)	M (3)	L (4)	XL (5)
O-6, B-11, X-5, N-42, N-43, N-44, M-8	EL BİLEK	13-14	14-16	16-18	18-20	20-22
O-11, O-11A, O-11E, O-11C, O-12, N-11, N-43A, N-43B, N-43C, N-43D, N-44A, M-7	EL BİLEK	13-14	14-16	16-18	18-20	20-22
O-11R	EL BİLEK	13-14	14-16	16-18	18-20	20-22
K-11, K-11A, K-11E	EL BİLEK		13-17	17-21	21-25	





DİRSEKLİKLER	CM.	XS (1)	S (2)	M (3)	L (4)	XL (5)		
N-45, N-46, N-47, N-48, N-48A								
B-6, O-7, W-3, R-6	DİRSEK	21-23	23-25	25-28	28-31	31-35		
V-5E	DİRSEK		21-24	24-28	28-31	31-35		
V-21	DİRSEK		22-25	25-27	27-29	29-31		



AYAK BİLEK BANDAHLARI	CM.	XS (1)	S (2)	M (3)	L (4)	XL (5)		
B-10, O-10, V-5B, V-5C, V-5D, N-49, N-50, N-51, N-52, N-53, N53A N-53D	AYAK BİL	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28		
V-5A, R-5	AYAK BİL.		18-20	20-23	23-25	25-28		
N-53W, N-53T, D-8E	AYAK NO.		33-37	37-40	40-45			



GÖĞÜS BANDAHLARI	CM.	XXS (0)	XS (1)	S (2)	M (3)	L (4)	XL (5)	
O-25, O-37, O-38	GÖĞÜS	55-65	65-75	70-85	80-95	90-105	100-120	
N-1, N-54	GÖĞÜS		60-75	75-90	90-105	105-120	SAĞ/ SOL	
A-12, A-12A, B-8	GÖĞÜS			60-80	80-100	100-120		



BALDIRLIKLAR	CM.	XS (1)	S (2)	M (3)	L (4)	XL (5)	XXL (6)	
N-38, B-7	ÜST BALDIR	46-48	48-50	50-52	52-54	54-56	56-60	
N-39	ALT BALDIR	31-33	33-35	35-37	37-39	39-41	41-43	



VARİS ÇORAPLARI	CM.	XS (1)	S (2)	M (3)	L (4)	XL (5)		
V-6... V-19 arası tüm Varis Çorapları	ALT BALDIR	30-32	32-34	34-36	36-40	40-44		

#### GENEL YIKAMA TALİMATI

Tüm ürünleri 30 C derecede elde yıkamanız tavsiye edilir. Welcro'ları yıkamadan önce kapatınız ve balenleri ceplerinden çıkartınız. Sabun köpürtülmüş 30 derecelik ılık su ile çitilemeden hafif basturmalar ile yıkanır. Bol soğuk su ile durulanır, bükülmeden el ile bastırılarak suyu sıkılır. Güneşte, soba kenarında ve ütü ile kurutulmaz. Çamaşır suyu, beyazlatıcı kullanılmaz. Ütülenmez. Kuru temizleme yapılmaz.