





N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

Laminasyon tekniği ile kaplanmış 1 cm'lik özel süngerli kumaştan yapılan dizliğin sağ ve sol yanlarında 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerleştirilmiş sert alüminyum balenler bulunmaktadır. Balenlere dizin anatomik şekli verilmiş olup isteğe göre ayar yapılması mümkündür.

Dizliğin iç kısmı pamuklu havlu kumaşla kaplanmıştır. Patella altından iki patella üstünden iki olmak üzere toplam dört noktadan welcrolar ile sıkılık ayarı yapılabilmektedir. Geniş ayar mekanizması sebebiyle her kalınlıktaki bacağına uyum sağlayabilen dizliğin 45-50-55-60 cm. olmak üzere yüksekliği farklı 4 modeli mevcuttur. Gri, lacivert ve ten rengi olmak üzere 3 ayrı renk alternatifi bulunmaktadır.

Endikasyon: Bacak ve diz için değişebilen derecelerde destek ve düzeltme imkanı sağlar. Bacağın ve dizin sabitlenmesi gereken her durumda kullanılır.

N-3A Diz Sabitleyici 3 Panelli

Laminasyon tekniği ile kaplanmış 1 cm'lik özel süngerli kumaştan yapılan dizlik 3 ayrı parçadan oluşmaktadır. Dizin arkasına gelen parçaya sağ ve sol yanlara takılan parçalar welcro ile monte edilmektedir. Dış yüzeyi her noktadan welcroya yapışan kumaşla kaplandığından parçalar istenilen noktadan kolaylıkla birleştirilebilmektedir. İç yüzey ise terlemeyi önleyici pamuklu havlu kumaşla kaplanmıştır. Dizliğin sağ, sol ve arka yanlarında 1'er adet cep içine yerleştirilmiş sert alüminyum balenler bulunmaktadır. Balenlere dizin anatomik şekli verilmiş olup isteğe göre ayar yapılması mümkündür. Patella altından iki patella üstünden iki olmak üzere toplam dört noktadan welcrolar ile sıkılık ayarı yapılabilmektedir. Geniş ayar mekanizması sebebiyle her kalınlıktaki bacağına uyum sağlayabilen dizliğin 45-50-55-60 cm. olmak üzere yüksekliği farklı 4 modeli mevcuttur. Gri, lacivert ve ten rengi olmak üzere 3 ayrı renk alternatifi bulunmaktadır.

Endikasyon: Bacak ve diz için değişebilen derecelerde destek ve düzeltme imkanı sağlar. Bacağın ve dizin sabitlenmesi gereken her durumda kullanılır.



N-6 Kalça Sabitleyici

Özel süngerli kumaştan yapılan sabitleyicinin baldır ve bel kısmında welcrolar ile sıkılık ayarı yapılabilmektedir. Ten rengi yapılan sabitleyicinin 5 değişik boyu mevcuttur.

Endikasyon: Operasyon sonrasında kullanılır.



N-6B Kalça Sabitleyici - balenli

Özel süngerli kumaştan yapılan sabitleyicinin baldır ve bel kısmında welcrolar ile sıkılık ayarı yapılabilmektedir. Kalça sabitleyicinin üzerine dikilen ceplere yerleştirilmiş balenler ekstra destek sağlamaktadır. Ten rengi yapılan sabitleyicinin 5 değişik boyu mevcuttur.

Endikasyon: Operasyon sonrasında kullanılır.

N-6C Kalça Sabitleyici Açı Ayarlı

Bele ve baldıra kolaylıkla bağlanabilen ortez 0-110° ayarlanabilen fleksiyon ve 0-90° ayarlanabilen Ekstansiyon ayarlarına sahiptir. Pratik, pimsiz kademeli açı ayarı mekanizması ve kısayıp uzama imkanı kolay kullanım sağlar. Tek boy olarak üretilen ortezin sağ ve sol modelleri mevcuttur.

Endikasyon: Kalça ve Femur operasyonları sonrasında kullanılır.



N-58 Atroskopi Dizliđi - Açı Ayarlı

Sağ ve sol iki ayrı parçadan oluşan dizliđin kademeli yükseklik ayarı sayesinde 50-60 cm arasında yüksekliđi ayarlanabilmektedir. Geniş ayar mekanizması bulunduđundan geniřliđi her bedene olabilmektedir. Üst baldırda 2 alt baldırda 3 olmak üzere toplam 5 noktadan welcroyla sabitleme yapılmaktadır. Dizliđin alt ve üst baldıra sabitlenen plastik kısımlarına süngerli özel kumaşla ekstra konfor sağlanmıştir. Kolaylıkla ayarlanabilen açı ayar mekanizmasında 0-15-30-45-60-75-90-105 derece Fleksiyon, -15-0-15-30-45-60-75-90 derece Ekstansiyon ayarı mümkündür.

Endikasyon: Atroskopi ameliyatı sonrasında, içten dışa ve dıştan içe çekirme gerektiğinde, iç, dış ve çapraz bağ lezyonlarında, patella ve femur travmalarında, diz eklemine yükünün azaltılması gerektiđi durumlarda kullanılır.



N-58A Açık Ayarlı Dizlik - Uzun

Sağ ve sol iki ayrı parçadan oluşan dizlik 65 cm boyunda olup genişliği her bedene olabilmektedir. Dizliğin yüksekliğinin üst ve alt parçalar çıkarılarak 47 cm' e kadar indirilmesi mümkündür. Üst baldırda 2 alt baldırda 2 olmak üzere toplam 4 noktadan welcroyla sabitleme yapılmaktadır. İç kısımları 1cm'lik süngerli kumaşla kaplanmıştır. Metalden yapılan açık ayar mekanizması dize 15'er derecelik açılarla ayar imkânı vermektedir. Dizin istenilen açılarda fleksiyonunu ve ekstansiyonunu sağlar. Dizlik istenilen açıda sabitlenebilmektedir.

Ekstansiyon açıları: -15-0-15-30-45-60-75-90 derece

Fleksiyon açıları: 0-15-30-45-60-75-90-105-120 derece

Endikasyon: Dizin istenilen açıda ekstansiyonunu ve fleksiyonunu sağlamada, Atroskopi ameliyatı sonrasında, iç, dış ve çapraz bağ lezyonlarında, patella ve femur travmalarında, diz ekleminin yükünün azaltılması gerektiği durumlarda kullanılır.

B-5 Yün Elastik Dizlik

Elastik kumaştan yapılan dizliğin takıldığı bölgeyi sıcak tutarak tedaviye yardımcı olması sağlanır. Dizlik, diz anatomisine uyum sağlayacak şekilde 7 değişik ölçüde imal edilir.

Endikasyon: Tüm diz ağrılarında,romatizma ve siyatikte, dizin sıcak tutulması gerektiği durumlarda kullanılır.





B-7 Yün Elastik Baldırlık

Elastik kumaştan yapılan baldırlığın takıldığı bölgeyi sıcak tutarak tedaviye yardımcı olması sağlanır. Baldırlık vücut ölçülerine uyum sağlayacak şekilde 6 değişik ölçüde imal edilir.

Endikasyon: Romatizma ve siyatikte, baldırın sıcak tutulması gerektiği durumlarda kullanılır.

V-4A Anatomik Elastik Dizlik

Dizlikler gipe lastik muz naylondan trikotaj imalatı olup dikişsizdir. Dizliklere dokuma esnasında dizin anatomik şekli verilmiştir. Dizın arka kısmına gelen bölge gevşek dokuma yapılarak dizin rahat hareket etmesi ve rahatsız olmaması sağlanmıştır. Diz yan bağlarına gelen bölgeye şerit şeklinde sıkı dokuma yapılarak ekstra destek sağlanmıştır. 4 değişik boyu mevcut olup ten rengidir.

Endikasyon: Diz burkulmalarında ve lif kopmalarında, travma ve operasyon sonrasında, spor aktivitelerinde kullanılır



X-22 BW. Dizlik

Elastik pamuklu kumaşın içinin ve dışının pamuklu penye ile kaplanmasıyla yapılan dizliğin tüm kenarları kıvrıma lastik ile kaplanmıştır. Bağlantı ve sıklık ayarı arkaya sıralanmış welcrolarla yapılmaktadır. Lacivert renk olan dizliğin 7 değişik boyu mevcuttur.

Endikasyon: Diz burkulmalarında ve lif kopmalarında, travma ve operasyon sonrasında, spor aktivitelerinde kullanılır.

X-23 BW. Dizlik - Patella Açık Balenli



Elastik pamuklu kumaşın içinin ve dışının pamuklu penye ile kaplanmasıyla yapılan dizliğin tüm kenarları kıvrırma lastik ile kaplanmıştır. Dizliğin patellaya gelen kısmına yuvarlak olarak delik açılmış, deliğin kenarları kıvrırma lastik ile kaplanmıştır. Dizliğin sağ ve sol yanlarında kolon içerisine yerleştirilmiş plastik balenler bulunmaktadır. Patella altından iki patella üstünden iki olmak üzere toplam dört noktadan welcroly kolonlarla ayarlanabilmektedir. Lacivert renk olan dizliğin 7 değişik boyu mevcuttur.

Endikasyon: Diz iç ve dış bağ lezyonlarında, Lateral ve medial bağların ve de patellanın desteklenmesi gerektiği durumlarda kullanılır.

X-24 BW. Dizlik - Patella Açık Mafsallı

Balenli dizlikten farklı olarak yanlarda plastik balen yerine metalden presle şekillendirilmiş menteşeler bulunmaktadır. Lacivert renk olan dizliğin 7 değişik boyu mevcuttur.

Endikasyon: Diz iç ve dış bağ lezyonlarında, diz travmalarında, diz ekleminin yükünü azaltmak ve desteklemek için kullanılır.



X-25 BW. Dizlik - Patella Açık



Elastik pamuklu kumaşın içinin ve dışının pamuklu penye ile kaplanmasıyla yapılan dizliğin tüm kenarları kıvrırma lastik ile kaplanmıştır. Dizliğin patellaya gelen kısmına yuvarlak olarak delik açılmış, deliğin kenarları kıvrırma lastik ile kaplanmıştır. Bağlantı ve sıklık ayarı arkaya sıralanmış welcrolylarla yapılmaktadır. Lacivert renk olan dizliğin 7 değişik boyu mevcuttur.

Endikasyon: Diz kapağı rahatsızlıklarında ve diz kapağı tendinitisinde kullanılır.



X-45 BW. Dizlik Açı Ayarlı

Elastik pamuklu kumaşın içinin ve dışının pamuklu penye ile kaplanmasıyla yapılan dizliğin tüm kenarları ve patella kısmı kıvrırma lastikle kaplanmıştır. Üst baldırda 2 alt baldırda 2 olmak üzere toplam 4 noktadan welcroyla sabitleme yapılmaktadır. Kırılmaz sert plastikten yapılan açı ayar mekanizması dize 10'ar derecelik açılarla ayar imkanı vermektedir. Dizin istenilen açılarda fleksiyonunu ve ekstansiyonunu sağlar. Dizlik istenilen açıda sabitlenebilmektedir. Lacivert renk olan dizliğin 7 değişik boyu mevcuttur.

Endikasyon: Dizin istenilen açıda ekstansiyonunu ve fleksiyonunu sağlamada, Artroskopik ameliyatı sonrasında, iç, dış ve çapraz bağ lezyonlarında, patella ve femur travmalarında, diz ekleminin yükünün azaltılması gerektiği durumlarda kullanılır.

R-1 Örgü Dizlik - Silikonlu ve Balenli

Terlemeyi önleyici elastik iplikten örülen dizlik dikişsiz ve eksizdir. Dizliğin yüksekliği 28 cm dir. Patellar bölgede bulunan Silikon destekler patellaya destek sağlar. Yanlarda bulunan ceplere yay balenler yerleştirilmiş olup diz ekleminin hareketini engellemez. Dizlik diz ölçülerine uyum sağlayacak şekilde 5 değişik ölçüde imal edilir.

Endikasyon: Medial ve lateral kollateral ligament instabilitesi ve zorlanmalarında, Diz travmalarında, Diz ekleminin tüm enflamatuar olaylarında, Diz Osteoartritinde, Patellanın sabitlenmesinde, Operasyon sonrasında ve Koruyucu olarak spor aktivitelerinde kullanılır.



R-2 Welcrolu Örgü Dizlik - Silikonlu ve Balenli

Terlemeyi önleyici elastik iplikten örülen dizlik dikişsiz ve eksizdir. Dizliğin üst ve alt uçlarında yer alan welcrobantlar dizin çevresinde dönerek sabitlendiğinden dizliğin stabilitesini arttırmaktadır. Dizliğin yüksekliği 28 cm dir. Patellar bölgede bulunan Silikon destekler patellaya destek sağlar. Yanlarda bulunan ceplere yay balenler yerleştirilmiş olup diz ekleminin hareketini engellemez. Dizlik diz ölçülerine uyum sağlayacak şekilde 5 değişik ölçüde imal edilir.

Endikasyon: Medial ve lateral kollateral ligament instabilitesi ve zorlanmalarında, Diz travmalarında, Diz ekleminin tüm enflamatuar olaylarında, Diz Osteoartritinde, Patellanın sabitlenmesinde, Operasyon sonrasında ve Koruyucu olarak spor aktivitelerinde kullanılır



R-3 Kalın Örgü Dizlik - Silikonlu ve Balenli

Terlemeyi önleyici elastik iplikten örülen dizliğin yüksekliği 28 cm dir. Patellar bölgede bulunan Silikon destekler patellaya destek sağlar. Yanlarda bulunan ceplere yay balenler yerleştirilmiş olup diz ekleminin hareketini engellemez. Dizliğin iç kısımlarına yerleştirilmiş silikon bantlar dizliğin kaymasını engeller. Dizlik diz ölçülerine uyum sağlayacak şekilde 4 değişik ölçüde imal edilir. Gri renk olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Medial ve lateral kollateral ligament instabilitesi ve zorlanmalarında, Diz travmalarında, Diz ekleminin tüm enflamatuar olaylarında, Diz Osteoartritinde, Patellanın sabitlenmesinde, Operasyon sonrasında ve Koruyucu olarak spor aktivitelerinde kullanılır.

R-4 Welcrolu Kalın Örgü Dizlik - Silikonlu ve Balenli

Terlemeyi önleyici elastik iplikten örülen Dizliğin yüksekliği 28 cm.dir. Patellar bölgede bulunan Silikon destekler patellaya destek sağlar. Yanlarda bulunan ceplere yay balenler yerleştirilmiş olup diz ekleminin hareketini engellemez. Dizliğin üst ve alt taraflarında bulunan elastik bantlar dizi çepeçevre sararak ekstra destek sağlar. Dizliğin iç kısımlarına yerleştirilmiş silikon bantlar dizliğin kaymasını engeller. Dizlik diz ölçülerine uyum sağlayacak şekilde 4 değişik ölçüde imal edilir. Gri renk olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Medial ve lateral kollateral ligament instabilitesi ve zorlanmalarında, Diz travmalarında, Diz ekleminin tüm enflamatuar olaylarında, Diz Osteoartritinde, Patellanın sabitlenmesinde, Operasyon sonrasında ve Koruyucu olarak spor aktivitelerinde kullanılır.



O-1 /2/3/4/5/5A Elastik Bandaj

Uzunluğu gevşekken 2 mt. esnediğinde 5 mt. civarında olup hareket kabiliyetini tamamen kısıtlamadan burkulmalar ve travmalarda etkili destek sağlar. El ve ayak bileğinde, dizde, dirsekte ve diğer organların tespitinde sarılarak kullanılır. Metal klipsleriyle sabitlenir. 6, 8, 10, 12, 15, 20 cm ebatlarında bulunur.



Endikasyon: Ortopedik ve Cerrahi tedavilerde, kırık-çıkık ve burkulmaların sargılanmasında, adale yırtılmalarında, lif kopmalarında, varis ve varis ülserlerinin tedavisinde, sportif travmalarda kullanılır.