



R-1E ÖRME DİZLİK

Terlemeyi önleyici elastik ipten örülmüştür. Dizliklere dokuma esnasında dizin anatomik şekli verilmiştir. 6 değişik ölçüde imal edilir.

Endikasyon: Diz burkulmalarında, lif kopmalarında, travma ve operasyon sonrasında, spor aktivitelerinde kullanılır.

R-2E ÖRME PATELLA DESTEKLİ DİZLİK

Terlemeyi önleyici elastik ipten örülen dizliğe diz anatomisine uygun şekil verilmiştir. Dizliğin patellaya gelen bölgesinde ekstra destek kullanılmıştır. Dizlik 6 değişik ölçüde imal edilir.

Endikasyon: Diz travmalarında, diz ekleminin enflamatuar olaylarında, diz Osteoartritinde, patellanın sabitlenmesinde, operasyon sonrasında ve spor aktivitelerinde kullanılır.



R-3E ÖRME FLEXIBLE BALENLİ PATELLA DESTEKLİ DİZLİK

Terlemeyi önleyici elastik ipten örülen dizliğe diz anatomisine uygun şekil verilmiştir. Dizliğin patellaya gelen bölgesine ekstra destek dikilmiş, dizliğin yanlarına dikilen kolonlar içerisine balenler yerleştirilerek lateral ve medial ligamente destek sağlanmıştır. Dizlik 6 değişik ölçüde imal edilir.

Endikasyon: Medial ve lateral kolleteral ligament instabiltesi ve zorlanmalarında, diz travmalarında, diz ekleminin enflamatuar olaylarında, diz Osteoartritinde, patellanın sabitlenmesinde, operasyon sonrasında ve spor aktivitelerinde kullanılır.





R-4E ÖRME FLEXIBLE BALENLİ BANTLI DİZLİK

Terlemeyi önleyici elastik ipten örülen dizliğe diz anatomisine uygun şekil verilmiştir. Dizliğin patellaya gelen bölgesine ekstra destek dikilmiş, dizliğin yanlarına dikilen kolonlar içerisine balenler yerleştirilerek lateral ve medial ligamente destek sağlanmıştır. Dizliğin dizden kaymasını engellemek amacıyla, üstte ve altta olmak üzere iki adet welcrobant dizi boydan boya saracak şekilde yerleştirilmiştir. Dizlik 6 değişik ölçüde imal edilir.

Endikasyon: Medial ve lateral kolletral ligament instabilitesi ve zorlanmalarında, diz travmalarında, diz ekleminin enflamatuar olaylarında, diz Osteoartritinde, patellanın sabitlenmesinde, operasyon sonrasında ve spor aktivitelerinde kullanılır.

R-4EM ÖRME MENTEŞELİ BANTLI DİZLİK

Terlemeyi önleyici elastik ipten örülen dizliğe diz anatomisine uygun şekil verilmiştir. Dizliğin patellaya gelen bölgesine ekstra destek dikilmiş, dizliğin yanlarına dikilen kolonlar içerisine presle standart olarak basılmış metal menteşeler yerleştirilmiştir. Dizliğin dizden kaymasını engellemek amacıyla, üstte ve altta olmak üzere iki adet welcrobant dizi boydan boya saracak şekilde yerleştirilmiştir. Dizlik 6 değişik ölçüde imal edilir.

Endikasyon: Medial ve lateral kolletral ligament instabilitesi ve zorlanmalarında, diz travmalarında, diz ekleminin enflamatuar olaylarında, diz Osteoartritinde, diz instabilitesinde (genu valgus ve varum deformitesinde) , Artroskopi sonrasında kullanılır.



R-5E ÖRME MALLEOL DESTEKLİ AYAK BİLEKLIĞİ

Terlemeyi önleyici elastik ipten örülen bileklik medial ve lateralde bulunan özel anatomik silikon pedlerle ayak bileğine destek sağlar, ödemi çözer, dolaşımı hızlandırır, ayak bileğine koruma sağlar. Bileklik 5 ayrı boyda üretilmektedir.

Endikasyonları: Akut ve kronik ayak bileği burkulmalarında, ligament instabilitesinde, yumuşak doku travmalarında, spor aktiviteleri sırasında kullanılır.



R-5EB ÖRME AYAK BİLEKLİĞİ

Terlemeyi önleyici elastik ipten örülmüştür. Bileklilere üretim esnasında bileğin anatomik şekli verilerek tam olarak desteklemesi sağlanmıştır. Bileklik 5 ayrı boyda üretilmektedir

Endikasyonları : Ayak bileği burkulmalarında ve lif kopmalarında kullanılır.

R-5EP ÖRME AYAK BİLEKLİĞİ 8 BANDAĞLI

Terlemeyi önleyici elastik ipten örülmüştür. Bileklilere üretim esnasında bileğin anatomik şekli verilerek tam olarak desteklemesi sağlanmıştır. 8 şeklinde bileğe sarılan bandaj ekstra destek sağlar. Bileklik 5 ayrı boyda üretilmektedir.

Endikasyonları : Ayak bileği burkulmalarında ve lif kopmalarında kullanılır.



R-6E ÖRME SİLİKON DESTEKLİ DİRSEKLİK

Terlemeyi önleyici elastik ipten örülen dirseklilik dirsek anatomisine uygun olarak dizayn edilmiştir. Lateral ve medial epikondilite gelen bölgeye dikilen silikon desteklerle ekstra kompresyon sağlamaktadır. 5 ayrı boyda üretilmektedir.

Endikasyonları: Dirsek travmalarında, dirsel lateral ve medial epikondilitinde, bursitinde, dirsek Osteoartritinde, bağ yaralanmalarında, operasyon sonrası iyileşme sürecinde ve Artroskopi sonrasında kullanılır.



R-6EB ÖRME DİRSEKLİK

Terlemeyi önleyici elastik ipten örülen dirseklilik dirsek anatomisine uygun olarak dizayn edilmiştir. 5 değişik boyda üretilmektedir.

Endikasyonları: Dirsek travmalarında, dirsek Osteoartritinde ve artritinde, bağ yaralanmalarında, operasyon sonrası iyileşme sürecinde ve spor aktivitelerinde koruyucu olarak kullanılır.

R-7E ÖRME LUMBOSACRAL KORSE

Terlemeyi önleyici elastik ipten örülen korse'nin sırtı 3 adet çelik balenle desteklenmiş olup korse bel ölçülerine uyum sağlayacak şekilde 5 değişik ölçüde imal edilmiştir. Önde hastanın kendi kendine korseyi takabilmesi için parmak geçme yerleri bulunan korse gri renk olarak üretilmektedir.

Endikasyonları : Akut ve kronik lumbagoda, Lumbosacral travmalarda, lomber dik hernilerinde, lomber spondilozda, Spondilolisthesisde, operasyon sonrasında kullanılır.



R-8E ÖRME EL BİLEK ATELİ

Terlemeyi önleyici elastik ipten örülen bileklik bilek anatomisine uygun şekilde tasarlanmıştır. Avuç içi kısmında bulunan alüminyum balen sayesinde tam stabilizasyon sağlanır. Üstten bir adet welcro ile desteklenmiştir. Sağ veya sol bilek için uyumludur. 5 ayrı boyda üretilmektedir.

Endikasyonları: Carpal tunnel sendromunda, El-bilek travmalarında, burkulma, incinme ve ameliyat sonrasında eli istirahat pozisyonunda tutmak için kullanılır.





R-9E ÖRME FOSFORLU DİZLİK

Terlemeyi önleyici fosforlu elastik ipten örülmüştür. Dizliklere dokuma esnasında dizin anatomik şekli verilmiştir. 4 değişik ölçüde imal edilir.

Endikasyon: Diz burkulmalarında, lif kopmalarında, travma ve operasyon sonrasında, spor aktivitelerinde kullanılır.

R-10E ÖRME FOSFORLU AYAK BİLEKLİĞİ

Terlemeyi önleyici fosforlu elastik ipten örülmüştür. Bilekliklere üretim esnasında bileğin anatomik şekli verilerek tam olarak desteklemesi sağlanmıştır. Bileklik 4 ayrı boyda üretilmektedir.

Endikasyonları : Ayak bileği burkulmalarında ve lif kopmalarında kullanılır.



R-11E ÖRME FOSFORLU DİRSEKLİK

Terlemeyi önleyici fosforlu elastik ipten örülen dirseklük, dirsek anatomisine uygun olarak dizayn edilmiştir. 4 değişik boyda üretilmektedir.

Endikasyonları: Dirsek travmalarında, dirsek Osteoartritinde ve artritinde, bağ yaralanmalarında, operasyon sonrası iyileşme sürecinde ve spor aktivitelerinde koruyucu olarak kullanılır.

R-12E ÖRME FOSFORLU EL BİLEKLİĞİ

Terlemeyi önleyici elastik fosforlu ipten örülen bileklik bilek anatomisine uygun şekilde tasarlanmıştır. 4 ayrı boyda üretilmektedir.

Endikasyonları: El-bilek travmalarında, burkulma, incinme ve bilek ağrılarında, spor aktivitelerinde koruyucu olarak kullanılır.



R-12P ÖRME FOSFORLU EL BİLEKLİĞİ BANDAJLI

Terlemeyi önleyici elastik fosforlu ipten örülen bileklik bilek anatomisine uygun şekilde tasarlanmıştır. Bilek üzerinde bulunan bandaj ekstra destek sağlar. 4 ayrı boyda üretilmektedir.

Endikasyonları: El-bilek travmalarında, burkulma, incinme ve bilek ağrılarında, spor aktivitelerinde koruyucu olarak kullanılır.

